



TIRA DE ADULTERANTES PRUEBA DE DETECCIÓN TOXICOLÓGICA

Dogistro Sanitario No. 122/D2021 SSA

Prueba rápida para determinar si una muestra de orina está diluida o alterada. Es un importante examen de preevaluación para cualquier programa de prueba de sustancias ilícitas.

BENEFICIOS



Y FACILIDAD DE USO





DRUG CHECK®

Drug Adulteration Test Strip Lot.: 90952 Exp.: 2023-07-13 Express Diagnostics Int'l, Inc. 1550 Industrial Drive, Blue Earth,MN 56013

Las tiras de detección de adulterantes son desechables, no se requiere ningún equipo para su uso; solamente se deben utilizar muestras de orina fresca, sin centrifugar y sin conservadores.

Los resultados de la prueba pueden ser útiles para determinar la integridad de la muestra de orina antes de realizar las pruebas de abuso de sustancias

