



## PRUEBA RÁPIDA NASAL COVID-19 E INFLUENZA A/B

Registro Sanitario No. 0949R2024

El kit de prueba nasal de antígeno COVID-19 e Influenza A/B es un inmunoensayo in vitro. El ensayo es para la detección directa y cualitativa de proteínas de la nucleocápside viral del SARS-CoV-2, el virus de la influenza tipo A y B de las secreciones nasales.

## BENEFICIOS



• MUESTREO  
FÁCIL



• RESULTADOS  
RÁPIDOS



• PORTÁTIL

La prueba es para uso profesional. Los resultados negativos no excluyen estas infecciones virales. Los resultados de las pruebas no deben ser la única base para el tratamiento u otras decisiones de manejo.

Guarde la prueba nasal de antígeno COVID-19 e Influenza A/B a 2-30 °C cuando no esté en uso. No congelar.



VENTANA DE  
**2~5 DÍAS**  
DESPUÉS DEL CONTAGIO



Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620