



# DENGUE NS1 AG

## RAPID TEST DEVICE

Registro Sanitario No. 1082R2021 SSA

Inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno NS1 del virus del dengue en sangre completa, suero o plasma humanos.

## BENEFICIOS



• MUESTREO  
FÁCIL



• RESULTADOS  
RÁPIDOS



• DETECCIÓN  
CONFIABLE



Durante la prueba, la muestra reacciona con partículas de color conjugadas anti-Dengue NS1 en la tira reactiva. Luego, la mezcla migra hacia arriba en la membrana cromatográficamente por acción capilar y reacciona con el anti-Dengue NS1 en la región de la línea de prueba.



Conmutador: 81 8040.2972

Diinsel S.A. de C.V. | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620